

# INSTRUKCJA I INFORMACJA PRODUCENTA

## NAZWA PRODUKTU:

Osłona twarzy model: Face Cover C19.2

## OPIS WYROBU:

Osłona twarzy stanowi zasłonę twarzy, w szczególności oczu, nosa i ust. Do jej wykonania użyto tworzywa sztucznego. Produkt jest dostarczony do samodzielnego montażu zgodnie z dołączoną instrukcją. Komplet elementów stanowi transparentna szybka ochronna i nagłowie w postaci taśmy, konstrukcja jest lekka i komfortowa w noszeniu.

Rozmiar taśmy jest uniwersalny. Taśma z opcjonalnym nadrukiem z regulacją obwodu 530-630 mm. Osłona wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie przy użyciu alkoholu etylowego o stężeniu 60-70%, (lub odpowiednich środków odkażających). Lekka i komfortowa w noszeniu do wielokrotnego użytku. Łatwy sposób montażu. Wyrób polski.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I UŻYTE MATERIAŁY:

Transparentna szybka ochronna wykonana z folii PET o grubości 0,50 mm, taśma nagłowia o grubości 0,30-0,50 mm, nadrukowany na opakowaniu lub dołączony opis wyrobu z instrukcją użytkowania. Bez filtrów.

## WŁAŚCIWOŚCI:

Produkt za zadanie osłonięcie twarzy użytkownika przed kroplami i rozbryzgami cieczy, powierzchniowymi urazami mechanicznymi. Produkt nie jest wyrobem sterylnym. Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

## ZALECENIA:

Osłonę należy przechowywać w suchym miejscu. Osłonę należy zachować w czystości. Niewłaściwe czyszczenie zestawu może prowadzić do powstawania siedlisk m. in. bakterii, wirusów, grzybów. Przed użyciem należy sprawdzić stan osłony. Nie używać w przypadku stwierdzenia pęknięć, zarysowań, zmatowienia.

Szybka ochronna jest wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie miękką szmatką lub watą przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70% (lub innych środków odkażających). Utylizacja: Przemyc przed wyrzuceniem przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70%, wyrzucić do odpadów plastikowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania osłony, szczególnie chronić oczy przed mechanicznym uszkodzeniem. Producent zaleca zamknięcie powiek podczas stabilizacji osłony na twarzy.

## INFORMACJE PRODUCENTA:

Termin przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na szybce ochronnej osłony. W przypadku pojawienia się uszkodzeń elementów, zarysowań lub zmatowienia powierzchni, wyrób należy wycofać z użytkowania.

Osłona twarzy spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN 166:2005 (EN 166:2001)

**OCENA ZGODNOŚCI CE** - Jednostka notyfikowana nr 1437, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, Czerniakowska 16, przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) wydała certyfikat nr UE/470/2020/1437

## OZNAKOWANIE:

- **szybka ochronna:** fingerprint 1 F 8/20

Wyjaśnienie oznaczeń:

Finger Print- skrócona nazwa producenta

1 - klasa optyczna

F - wymaganie wytrzymałości mechanicznej - uderzenie o niskiej energii

8/20 - miesiąc i rok produkcji

- **nagłowie:** fingerprint EN 166:2001 3 F

Wyjaśnienie oznaczeń:

Finger Print- skrócona nazwa producenta

EN 166:2001- numer normy

3- obszar stosowania - ciecz

F-rodzaj poziomu uderzenia - uderzenie o niskiej energii

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU:



wyjaśnienie w punkcie INFORMACJE PRODUCENTA



kształt dopasowany do twarzy, możliwość regulacji obwodu opaski



niska waga, łatwy montaż



osłonę wyprodukowano w Polsce



ograniczony termin przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji



osłonę należy przechowywać w suchym miejscu

## PRODUCENT:

Finger Print s. c. A. Wasielewska J. Wasielewski, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276,

filia: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 56, 90-559 Łódź | [www.fingerprint.pl](http://www.fingerprint.pl)

Deklaracja zgodności dostępna na stronie [www.fingerprint.pl](http://www.fingerprint.pl)